

La información en este documento contiene descripciones generales de las opciones técnicas disponibles, las cuales no siempre tienen que estar presentes en casos individuales y está sujeta a cambios sin previo aviso.

El término de la marca Bluetooth y los logos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Sivantos GmbH es bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

Android y Google Play son marcas registradas de Google Inc. Apple App Store es una marca registrada de Apple Inc.

Fabricante Legal

Para productos Siemens:
Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Alemania

Para productos Signia:
Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Alemania

Sivantos GmbH es una marca registrada con licencia de Siemens AG.

Información de Contacto Local


Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Alemania
Teléfono: +49 9131 308-0

signia

Life sounds brilliant.

Oiga los colores del sonido.

Accesorios para audífonos.



Sistemas
auditivos

SIEMENS

[lat.signia-pro.com/
accesorios](http://lat.signia-pro.com/accesorios)



Personalice su experiencia auditiva.

Llevar a los niños a la escuela por la mañana, reunirse con amigos durante la hora de almuerzo, ver la televisión por la noche: Cada día está lleno de diferentes situaciones auditivas y conversaciones. No sería estupendo si pudiera transmitir el sonido directamente a sus oídos, ajustar discretamente sus audífonos y recargarlos fácilmente?

Descubra nuestras soluciones convenientes en las páginas siguientes:



Transmisión de audio

easyTek/Aplicación easyTek

Controles remoto

Aplicación touchControl
easyPocket

Micrófono de compañía

VoiceLink

Estación de carga

eCharger

Accesorios prácticos.

Lo mantienen conectado y en control.



Sus audífonos lo ayudan a manejarse a lo largo del día, los accesorios ayudan a hacerlo aún más flexible.



easyTek y Aplicación easyTek



Aplicación touchControl

Resumen



Si usted desea cambiar la configuración de forma remota, transmitir audio directamente, o aprovecharse de la recargabilidad, nuestra amplia gama de accesorios elegantes, prácticos y fáciles de usar facilitan la vida diaria.

Los accesorios adecuados pueden hacer que las funciones de sus audífonos sean más accesibles, proporcionándole la confianza que aporta un control conveniente. Imagínese la liberación que sentiría al poder cambiar discretamente los programas o los niveles de volumen simplemente tocando su teléfono inteligente, poder darle un micrófono a un hablante para que usted pueda oír cada palabra, fuerte y clara, o simplemente colocar sus audífonos en un cargador durante la noche, de modo que esté listo para cada nuevo día.



El easyTek y la Aplicación easyTek.

Mejorando su experiencia auditiva, conveniencia y discreción.

Imagine la claridad de una llamada telefónica, un programa de televisión, o la música transmitida directamente a sus oídos. easyTek™ hace eso - y más. Se utiliza alrededor del cuello en la parte superior de su ropa o discretamente escondido por debajo, y lo mantiene conectado y en control transmitiendo audio directamente a sus audífonos, o actuando como un control remoto. Y cuando se combina con la Aplicación easyTek™ para teléfonos inteligentes Android e iOS, también puede utilizar su teléfono para ajustar discretamente los programas y el volumen.



easyTek y Aplicación easyTek


El easyTek.

Tecnología que es fácil de usar.

La transformación de audífonos inalámbricos en un auricular estéreo de alta calidad es simple. El botón multi-función inteligente le permite encender y apagar el easyTek, contestar una llamada, cambiar los programas auditivos o las fuentes de audio como reproductores de música, televisores y más, con un solo botón.

Los controles de volumen sencillos le permiten cambiar rápidamente el volumen de sus audífonos. Y las luces LED de fácil lectura le indican cuándo es el momento de recargar la batería.

Transmisión de audio:



easyTek le permite conectar sus audífonos a iPhones, iPads, dispositivos Android y cualquier teléfono habilitado para Bluetooth.

Transmisión de audio

El easyTek en detalle.





- 1 Botón multi-función
- 2 Antena de cuello
- 3 Aberturas del micrófono
- 4 Información de estado con indicadores LED
- 5 Puertos del transmisor de cuello
- 6 Botones de volumen
- 7 Puerto para dispositivos de audio con enchufe de 3.5 mm
- 8 Puerto para receptor FM
- 9 Botón de reinicio
- 10 Puerto Micro-USB para carga

La Aplicación easyTek.

Mayor discreción, mayor conveniencia, mayores posibilidades.

La Aplicación easyTek proporciona aún más funcionalidad al easyTek mientras agrega el elemento de la discreción.

Incluso superior al easyTek en características, la Aplicación easyTek le permite ver el estado de sus audífonos en la pantalla de su teléfono inteligente, transmitir sonido desde fuentes de audio o utilizarlo como un control remoto. Y ya que puede hacer todos los ajustes con su teléfono inteligente, el cambio de la configuración de su audífono parece ser simplemente como chequear un mensaje.





Pantalla principal

La pantalla principal de la Aplicación easyTek le permite acceder rápidamente a los ajustes importantes tales como el volumen o silenciar, y a la información principal como el programa actual.



Lista de programas

La lista de programas utiliza iconos claros con texto que le permiten seleccionar fácilmente el programa auditivo deseado.



SoundBalance

El ajuste de los graves y agudos es rápido y fácil con el control deslizante intuitivo. El estado de la batería de sus audífonos y del easyTek también se muestra claramente.



Funciones del audífono

Gracias a la interfaz claramente estructurada, usted puede controlar fácilmente y de forma precisa cómo quiere oír, por ej. enfocarse hacia la persona situada a su izquierda en un restaurante usando el Configurador Espacial.

Control remoto

La Aplicación touchControl.

Simplemente discreta.



Convierta a su teléfono inteligente en un control remoto discreto para sus audífonos: La Aplicación touchControl™ le permite disfrutar de un alto nivel de comodidad de manejo al alcance de sus manos.



Cambios de programa y volumen

Adáptese a las situaciones auditivas cambiantes haciendo ajustes fáciles y discretos.



Agudos y graves

Utilice SoundBalance™ para cambiar sin esfuerzo el tono de su ambiente de acuerdo a su preferencia auditiva.

Descarga de la Aplicación.

Absolutamente fácil de obtener!

Fácil de usar y de conseguir: Descargue simplemente la Aplicación easyTek o la Aplicación touchControl en su teléfono inteligente Android o iOS desde las tiendas de Google Play o Apple App. Y la mejor parte: La descarga es gratis!

Paso 1



Asegúrese de tener una cuenta en la Tienda Google Play para su teléfono Android o una cuenta en la Tienda Apple App para su iPhone.

Paso 2



Ingrese a su cuenta en las tiendas de Google Play o Apple App con su teléfono inteligente Android o iOS. Encuentre la Aplicación easyTek o la Aplicación touchControl.

Paso 3



Siga las instrucciones para instalar la aplicación en su teléfono inteligente.

Paso 4



Descubra qué simple es controlar sus audífonos probando simplemente la nueva aplicación. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en consultar a su Profesional de la Audición.



Más accesorios

Más accesorios.

Ofreciendo opciones adicionales.



easyPocket

Control remoto: easyPocket.

El elegante easyPocket™ con sus botones grandes y convenientes y su pantalla de fácil lectura hacen que el control de las funciones de sus audífonos sea más fácil que nunca.



VoiceLink

Micrófono de compañía: VoiceLink.

VoiceLink™ se conecta de forma inalámbrica a easyTek. Cuando se le da el micrófono al hablante, la voz se transmite directamente a sus audífonos, lo cual es especialmente útil en situaciones auditivas difíciles tales como en reuniones.



eCharger

Estación de carga: eCharger.

El eCharger recarga y deshumidifica los audífonos durante la noche, para que no tenga que preocuparse de cambiar las baterías.



Si no está seguro acerca de qué accesorios son compatibles con sus audífonos, su Profesional de la Audición estará encantado de ayudarlo.